

Wb、Elisa用Anti-Cggbp1ポリクローナル抗体 - Q9Ufw8

商品番号: CM0029616

前書き

WBおよびELISAで検証済みのCGGBP1ウサギポリクローナル抗体。ヒトCGGBP1（FMR1プロモーター内のCGGリピートと結合するDNA結合タンパク質）と反応します。19 kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CGGBP1 Rabbit pAb
備考/別名	CGGBP; p20-CGGBP; CGGBP1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	8545
遺伝子ID	8545
免疫原	組換えタンパク質 ヒトCGGBP1 (NP_003654.3) のアミノ酸1-167に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9UFW8
タンパク質分子量	19kDa
配送	氷袋