

Wb、Elisa用 抗Cgpr ウサギポリクローナル抗体 - P10092

商品番号: CM0022807

前書き

ヒトカルシトニン遺伝子関連ペプチド2（CGPR/CGR P2）特異的な高品質ウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み、マウスとの交差反応性あり。血管拡張、神経生物学、CGRP受容体シグナル伝達に関する研究を可能にします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CGPR ウサギ pAb
備考/別名	CALC2; CGRP2; CGRP-II
種	ヒト
GeneID	797
免疫原	ヒトCGPR（NP_000719.1）のアミノ酸20-120に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	P10092
タンパク質分子量	13kDa
配送	保冷バッグ