

## Wb、If/Icc、Ihc-P、Elisa用 抗Cgrp ポリクローナル抗体 - P01258 / P06881

商品番号: CM0030279



### 前書き

ヒトCGRP（カルシトニン遺伝子関連ペプチド）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、IHC-P、ELISAに適しています。マウスおよびラットと交差反応性があります。カルシウム代謝および神経ペプチド研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                   |
|-------------|-----------------------------------------------------|
| 製品名         | CGRP ウサギ pAb                                        |
| 備考/別名       | CT, KC, PCT, CGRP, CALC1, CGRP1, CGRP-1, CGRP-alpha |
| 種           | ヒト                                                  |
| GeneID (ヒト) | 796                                                 |
| 免疫原         | ヒトCGRP (NP_001029125.1) のアミノ酸49-128に相当する配列の合成ペプチド   |
| 由来          | ウサギ                                                 |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                           |
| 適用          | WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA                            |
| 交差反応性       | ヒト、マウス、ラット                                          |
| SWISS       | P01258/P06881                                       |
| タンパク質分子量    | 13kDa/15kDa                                         |
| 発送          | 保冷バッグ                                               |