


Wb、Elisa用抗Cgrrf1ポリクローナル抗体 - Q99675

商品番号: CM0019004



前書き

ヒトCGRRF1 (CGR19/RNF197) を標的とするウサギ由来ポリクローナル抗体で、ウエスタンブロット (WB) およびELISAアプリケーションで検証済みです。細胞増殖制御および細胞周期研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CGRRF1 Rabbit pAb
備考/別名	CGR19; RNF197; CGRRF1
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10668
遺伝子ID	10668
免疫原	ヒトCGRRF1 (NP_006559.1) のアミノ酸40〜170番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q99675
タンパク質分子量	38kDa
輸送方法	氷袋