

Wb、If-P、Ihc-P、Elisa用抗Chac1ウサギポリクローナル抗体 - Q9Bux1

商品番号: CM0016797

前書き

ヒトCHAC1を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF-P、IHC-P、ELISAに適しています。小胞体ストレス応答およびNotch経路の調節に参与するアポトーシス促進酵素CHAC1を検出します。マウスおよびラットと交差反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CHAC1ウサギpAb
備考/別名	CHAC1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	79094
遺伝子ID	79094
免疫原	ヒトCHAC1 (NP_077016.3) のアミノ酸1〜222に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9BUX1
タンパク質分子量	24kDa
配送	保冷バッグ