


## Anti-Chad ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - O15335

商品番号: CM0018674



## 前書き

ヒト軟骨アドヘリン（CHAD）タンパク質に対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット（WB）およびELISAに適しています。軟骨ECM生物学および軟骨細胞接着機構の調査に役立ちます。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                   |
|-------------|-----------------------------------------------------|
| 製品名         | CHAD Rabbit pAb                                     |
| 備考/別名       | SLRR4A; CHAD                                        |
| 種           | ヒト                                                  |
| GeneID (ヒト) | 1101                                                |
| GeneID      | 1101                                                |
| 免疫原         | ヒトCHAD (NP_001258.2) のアミノ酸1-359に相当する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| ソース         | ウサギ                                                 |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                           |
| アプリケーション    | WB, ELISA                                           |
| 交差反応性       | ヒト                                                  |
| SWISS       | O15335                                              |
| タンパク質分子量    | 40kDa                                               |
| 配送          | アイスバッグ                                              |