

Wb、Ihc、If、Elisa用 抗Chatポリクローナル抗体 - P28329

商品番号: CM0018231



前書き

CHAT（コリンO-アセチルトランスフェラーゼ）に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、IF-P、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのCHATを特異的に検出。神経科学および神経筋研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CHAT ウサギ pAb
備考/別名	CMS6; CMS1A; CMS1A2; CHOACTASE; CHAT
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1103
免疫原	組換えタンパク質（ヒトCHAT（NP_065574.4）のアミノ酸331-630に対応する配列を含む組換え融合タンパク質）
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P28329
タンパク質分子量	83kDa
発送	保冷バッグ