

Wb、Elisa用 抗Chatウサギモノクローナル抗体 - P28329

商品番号: CM0002727



前書き

ヒトコリンO-

アセチルトランスフェラーゼ（ChAT）を標的とする組換えウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットに対する反応性で、WBおよびELISAで検証済み。コリン作動性研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ChATウサギmAb
備考/別名	CMS6; CMS1A; CMS1A2; CHOACTASE; CHAT
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1103
GeneID	1103
免疫原	合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P28329
タンパク質分子量	83kDa
輸送	保冷バッグ