

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Chatウサギポリクローナル抗体 - P28329

商品番号: CM0022648



前書き

ヒトCHAT（コリンO-アセチルトランスフェラーゼ）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAでバリデーション済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。約83 kDa。コリン作動性シナプスおよび神経伝達物質の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CHATウサギpAb
備考／別名	CMS6; CMS1A; CMS1A2; CHOACTASE; CHAT
種	ヒト
GeneID（ヒト）	1103
GeneID	1103
免疫原	ヒトCHAT（NP_065574.4）のアミノ酸200～300内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P28329
タンパク質分子量	83 kDa
発送	保冷バッグ