


WbおよびElisa用抗Chchd1ウサギポリクローナル抗体 - Q96Bp2

商品番号: CM0022702



前書き

CHCHD1（ミトコンドリアリボソームタンパク質mS37）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAでの使用が検証済みで、ヒトおよびマウスと交差反応性を示します。ミトコンドリアおよびリボソームタンパク質の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CHCHD1 ウサギ pAb
別名	C2360, MRP-S37, C10orf34, CHCHD1
生物種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	118487
遺伝子ID	118487
免疫原	ヒトCHCHD1 (NP_976043.1) のアミノ酸1~118に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q96BP2
タンパク質分子量	13kDa
発送方法	保冷剤