

抗Chchd3ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Ip、Elisa対応） - Q9Nx63

商品番号: CM0028786

前書き

ヒトCHCHD3（MIC19/MINOS3）に対するウサギポリクローナル抗体です。WB、IF/ICC、IP、ELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットと反応します。ミトコンドリア研究や転写制御研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CHCHD3 ウサギ pAb
備考/別名	Mic19; MINOS3; MICOS19; PPP1R22; CHCHD3
抗原種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	54927
遺伝子ID	54927
免疫原	組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
応用可能なアッセイ	WB, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9NX63
タンパク質分子量	26kDa
配送方法	保冷剤