

Anti-Chchd3 ウサギポリクローナル抗体（Ko検証済み）Wb、Elisa用 - Q9Nx63

商品番号: CM0022857

前書き

ヒトCHCHD3
(Mic19)を標的とするKO検証済みのウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットと反応します。ミトコンドリアMICOS複合体およびクリスタ形態の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] CHCHD3 ウサギ pAb
備考/別名	Mic19; MINOS3; MICOS19; PPP1R22; D3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	54927
GeneID	54927
免疫原	ヒトCHCHD3 (NP_060282.1) のアミノ酸1-227に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス, ラット
SWISS	Q9NX63
タンパク質分子量	26kDa
配送	氷袋