

Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Chchd4ポリクローナル抗体 - Q8N4Q1

商品番号: CM0018901



前書き

ヒトCHCHD4/MIA40に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。ミトコンドリア膜間腔へのタンパク質輸入および酸化還元感受性タンパク質フォールディングの研究に最適。ラットとも交差反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CHCHD4 Rabbit pAb
備考/別名	MIA40; TIMM40; CHCHD4
種	ヒト
GeneID (ヒト)	131474
GeneID	131474
免疫原	ヒトCHCHD4 (NP_001091972.1) のアミノ酸1-105に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	Q8N4Q1
タンパク質分子量	16kDa
配送	アイスバッグ