

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Chchd4ポリクローナル抗体（ウサギPab） - Q8N4Q1

商品番号: CM0014123



前書き

ヒトCHCHD4（MIA40）に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAでの検証済み。ミトコンドリアタンパク質輸送および呼吸鎖複合体の構築研究に適しています。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CHCHD4 ウサギpAb
備考／別名	MIA40 ; TIMM40 ; CHCHD4
種	ヒト
GeneID（ヒト）	131474
GeneID	131474
免疫原	ヒトCHCHD4（NP_001091972.1）のアミノ酸1～142に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8N4Q1
タンパク質分子量	16kDa
輸送	保冷バッグ