

Wb、Ihc、If、Elisa用抗Chchd4ウサギモノクローナル抗体 - Q8N4Q1

商品番号: CM0012237



前書き

CHCHD4（MIA40）に対するウサギモノクローナル抗体で、WB、IHC、IF、ELISAアプリケーションで検証済みです。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。ミトコンドリア研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KD検証済] CHCHD4 ウサギmAb
備考／別名	MIA40; TIMM40
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	131474
遺伝子ID	131474
免疫原	組換えタンパク質 ヒトCHCHD4（NP_001091972.1）のアミノ酸1～105番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8N4Q1
タンパク質分子量	16kDa
輸送	保冷剤