

Wb、Elisa用抗Chchd6ウサギポリクローナル抗体 - Q9Brq6

商品番号: CM0017403

前書き

ヒトCHCHD6（MICOS複合体サブユニットMIC25）に対するウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAに適しています。クリステ接合部の構造維持に重要なミトコンドリア内膜タンパク質を標的とします。ヒトとの交差反応性があります。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CHCHD6ウサギpAb
備考／別名	CHCM1; Mic25; MICOS25; PPP1R23; CHCHD6
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	84303
遺伝子ID	84303
免疫原	ヒトCHCHD6（NP_115719.1）のアミノ酸1〜235に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9BRQ6
タンパク質分子量	26kDa
配送	保冷バッグ