


Anti-Chchd7 ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - Q9Buk0

商品番号: CM0023515



前書き

ヒトCHCHD7（COX23）を標的とする高品質ウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAでの実使用が検証済み。ヒト、マウス、ラットを検出可能。ミトコンドリア研究や染色体転座研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CHCHD7 ウサギ pAb
別名	COX23; CHCHD7
種	ヒト
遺伝子ID	79145
免疫原	ヒトCHCHD7（NP_077276.2）のアミノ酸1-97番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
対応アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9BUK0
タンパク質分子量	10kDa
発送方法	保冷剤