


Wb、Elisa用抗Chd1ウサギモノクローナル抗体 - O14646

商品番号: CM0005326



前書き

WBおよびELISAで検証済みの抗CHD1ウサギモノクローナル抗体。転写とスプライシングに関与するATP依存性クロマチンリモデリング因子であるヒトCHD1を標的としており、エピゲネティクス・発生生物学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CHD1 ウサギmAb
別名	CHD-1; PILBOS; CHD1
対象種	ヒト
GeneID	1105
免疫原	ヒトCHD1 (NP_001261.2) のアミノ酸1510-1710に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
分類	モノクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O14646
タンパク質分子量	197 kDa
発送方法	保冷剤