

Wb、Elisa用抗Chd2ポリクローナル抗体 - O14647

商品番号: CM0024747

前書き

このウサギポリクローナル抗体でCHD2クロマチンリモデリング機能を検証可能。ヒト、マウス、ラットのサンプルにおけるWBおよびELISAに適しており、エピゲノム研究や筋形成研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CHD2 ウサギ pAb
略称・別名	EEOC; DEE94; CHD2
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1106
遺伝子ID	1106
免疫原	ヒトCHD2 (NP_001036037.1) のアミノ酸1-223番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O14647
タンパク質分子量	211kDa
発送方法	保冷剤同梱