

Anti-Chd3 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q12873

商品番号: CM0007931

前書き

WB、IF-P、IHC-P、ELISA用に検証されたAnti-CHD3ウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのCHD3（227kDaのNuRD複合体クロマチンリモデラーで、転写抑制に関与する）を検出します。エピジェネティクス研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CHD3 Rabbit mAb
備考/別名	ZFH; Mi-2a; SNIBCPs; Mi2-ALPHA; CHD3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1107
GeneID	1107
免疫原	合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q12873
タンパク質分子量	227kDa
配送	アイスバッグ