

Wb、Elisa用 抗Chd3 ウサギポリクローナル抗体 - Q12873

商品番号: CM0023413

前書き

CHD3 (Mi-2alpha)

に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。クロマチンリモデリングおよびNuRD複合体研究用。ヒト、マウス、ラットと交差反応性あり。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CHD3 ウサギ pAb
備考/別名	ZFH; Mi-2a; SNIBCPS; Mi2-ALPHA; CHD3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1107
GeneID	1107
免疫原	合成ペプチド ヒトCHD3 (NP_001005273.1) のアミノ酸1900-2000に相当する配列の合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q12873
タンパク質分子量	227kDa
輸送	保冷バッグ