


Wb、Ihc-P、Elisa用抗Chd4モノクローナル抗体 - Q14839

商品番号: CM0007135



前書き

ヒトCHD4に対するウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。標的はNuRD複合体におけるATP依存性クロマチンリモデリング因子であり、転写制御およびDNA修復に関与します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CHD4ウサギmAb
備考/別名	CHD-4; Mi-2b; SIHIWES; Mi2-BETA; CHD4
種	ヒト
遺伝子ID	1108
免疫原	ヒトCHD4のアミノ酸1520～1700に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。(NP_001264.2)
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q14839
タンパク質分子量	218 kDa
配送	保冷バッグ