


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Chd4ポリクローナル抗体 - Q14839

商品番号: CM0016346



前書き

WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAで検証済みのウサギポリクローナルCHD4抗体。ヒト、マウス、ラットと反応します。クロマチンリモデリングおよびDNA修復研究用。Swiss-Prot: Q14839。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CHD4ウサギpAb
備考/別名	CHD-4; Mi-2b; SIHIWES; Mi2-BETA; CHD4
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1108
GeneID	1108
免疫原	ヒトCHD4 (NP_001264.2) のアミノ酸1520～1690に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q14839
タンパク質分子量	218kDa
配送	保冷バッグ