

WbおよびElisa用抗Chd9ポリクローナル抗体 - Q3L8U1

商品番号: CM0018320

前書き

CHD9ウサギpAb -
WBおよびELISAで検証済み。ヒトおよびマウスのCHD9（予測分子量326 kDa、転写調節に関与するクロマチンリモデリング因子）を検出します。組換え免疫原（アミノ酸85～190）。研究用途専用。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CHD9ウサギpAb
備考／別名	AD013 ; CHD-9 ; CReMM ; KISH2 ; PRIC320 ; CHD9
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	80205
遺伝子ID	80205
免疫原	ヒトCHD9（NP_079410.4）のアミノ酸85～190に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q3L8U1
タンパク質分子量	326 kDa
輸送	保冷剤