

Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Chdhウサギポリクローナル抗体 - Q8Ne62

商品番号: CM0019288

前書き

ヒトCHDH（コリンデヒドロゲナーゼ、ミトコンドリア）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済みで、ヒト、マウス、ラット種を検出します。コリン代謝、ミトコンドリアオートファジー、および関連経路の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CHDH ウサギ pAb
備考/別名	CHDH
種	ヒト
GeneID (ヒト)	55349
GeneID	55349
免疫原	ヒトCHDH（NP_060867.2）のアミノ酸245-594に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8NE62
タンパク質分子量	65kDa
発送	保冷バッグ