

Wb、Elisa用抗Chek2ポリクローナル抗体 - Q9Z265

商品番号: CM0020193

前書き

ヒトChek2に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスとの交差反応性を有し、ウエスタンブロッティングおよびELISAで検証済みです。がん研究におけるDNA損傷応答および細胞周期チェックポイントの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Chek2ウサギpAb
備考/別名	CHK2; Cdsl; Rad53; HUCDS1; Chek2
生物種	ヒト
GeneID (ヒト)	50883
GeneID	50883
免疫原	ヒトChek2のアミノ酸1〜215に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。(NP_057890.1)
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9Z265
タンパク質分子量	61kDa
配送	保冷バッグ