

抗ケメリン ウサギ ポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q9Dd06

商品番号: CM0030257

前書き

マウスケメリン（Rarres2）に対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットに反応します。アディポカイン、炎症、代謝研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ケメリン ウサギ pAb
備考/別名	0610007L05Rik
種	マウス
遺伝子ID（ヒト）	5919
遺伝子ID	71660
免疫原	マウスケメリン（NP_082128.1）のアミノ酸21-162に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q9DD06
タンパク質分子量	18kDa
発送	保冷バッグ