

Anti-Cherpポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q8Iwx8

商品番号: CM0030596

前書き

WBおよびELISAで検証済みのCHERPウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのCHERPタンパク質を検出します。カルシウム恒常性および小胞体機能の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CHERP Rabbit pAb
備考/別名	SRA1; DAN16; SCAF6; CHERP
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10523
免疫原	ヒトCHERP (NP_006378.3) のアミノ酸650-750領域内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8IWX8
タンパク質分子量	104kDa
配送	氷袋