

Wb、Elisa用抗Chgaポリクローナル抗体 - P10645

商品番号: CM0020780



前書き

ウサギ由来ポリクローナルCHGA抗体で、WBおよびELISAでの使用が検証済みです。ホルモン分泌と自然免疫を調節するグラニンファミリータンパク質であるヒトおよびマウスのCHGA（51 kDa）と反応します。神経内分泌および心血管研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CHGA ウサギpAb
別名	CGA; PHE5; PHES; CHGA
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1113
遺伝子ID	1113
免疫原	ヒトCHGA (NP_001266.1) のアミノ酸230～380番に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P10645
タンパク質分子量	51kDa
発送方法	氷袋梱包