

Wb、Elisa用抗Chgbウサギポリクローナル抗体 - P05060

商品番号: CM0026563

前書き

WBおよびELISA用CHGBウサギpAb（SCG1）。神経内分泌分泌顆粒タンパク質であるヒトおよびマウスのセクレトグラニン-

1を検出します。副腎髄質、褐色細胞腫、脳脊髄液バイオマーカー研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CHGB ウサギpAb
備考／別名	SCG1; CHGB
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	1114
遺伝子ID	1114
免疫原	ヒトCHGB（NP_001810.2）のアミノ酸1〜300に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
産生源	ウサギ
分類	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P05060
タンパク質分子量	78kDa
発送方法	保冷剤