

Anti-Chi3L2ポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa対応） - Q15782

商品番号: CM0030523



前書き

WB、IHC-

P、ELISAで検証済みのCHI3L2ウサギポリクローナル抗体。ヒトキチナーゼ3様タンパク質2（YKL-39）を標的とし、軟骨細胞で高発現する分泌性レクチンです。軟骨生物学の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CHI3L2 Rabbit pAb
備考/別名	CHIL2; YKL39; YKL-39; CHI3L2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1117
遺伝子ID	1117
免疫原	ヒトCHI3L2 (NP_003991.2) のアミノ酸27-390に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q15782
タンパク質分子量	44kDa
配送方法	アイスパック