


WbおよびElisa用抗Chiaウサギポリクローナル抗体 - Q9Bzp6

商品番号: CM0030168



前書き

ヒト酸性哺乳類キチナーゼ(CHIA)を標的とするウサギポリクローナル抗体で、ウエスタンブロットおよびELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。キチン代謝、Th2免疫、肺炎症の研究にご使用いただけます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	CHIA Rabbit pAb
備考/別名	CHIT2; AMCASE; TSA1902; CHIA
種	ヒト
GeneID (ヒト)	27159
GeneID	27159
免疫原	ヒトCHIA (NP_001244932.1) のアミノ酸1〜368に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9BZP6
タンパク質分子量	52kDa
輸送方法	氷袋