


Anti-Chia ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - Q9Bzp6

商品番号: CM0028254



前書き

ヒト酸性哺乳類キチナーゼ(CHIA)に対する高品質ウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロット、IHC、ELISAへの適用に適しています。キチン代謝、Th2免疫、喘息研究に好適で、マウスおよびラットと交差反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CHIA Rabbit pAb
別名	CHIT2; AMCASE; TSA1902; CHIA
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	27159
遺伝子ID	27159
免疫原	ヒトCHIA (NP_001244932.1)のアミノ酸1-368に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9BZP6
タンパク質分子量	52kDa
輸送方法	氷袋