

Wb・Elisa用 抗ニワトリIL12B ウサギポリクローナル抗体 - Q6X0K9

商品番号: CM0023560

前書き

WBおよびELISAで検証済みの抗ニワトリIL12Bウサギポリクローナル抗体です。分泌性サイトカインサブユニットである36kDaのニワトリIL-12B（IL-12p40）を認識します。鳥類免疫学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	抗ニワトリIL12B ウサギpAb
別名	IL-12B; IL-12p40
対象種	ニワトリ属（Gallus）
遺伝子ID	404671
免疫原	ニワトリIL12B（NP_998736.1）のアミノ酸21〜315領域に相当する組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	ニワトリ属（Gallus）
SWISS	Q6X0K9
タンパク質分子量	36kDa
配送方法	氷袋梱包