

抗Chit1ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - Q13231

商品番号: CM0019591



前書き

ヒトCHIT1（キトトリオシダーゼ1）に対するウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-P、ELISAへの適用が可能です。ヒトおよびマウスと交差反応します。キチン代謝や免疫防御研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CHIT1 Rabbit pAb
備考/別名	CHI3; CHIT; CHITD; CHIT1
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	1118
GeneID	1118
免疫原	ヒトCHIT1（NP_003456.1）のアミノ酸217～466番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q13231
タンパク質分子量	52kDa
輸送方法	氷袋