


ウェスタンブロット（Wb）、Elisa用 抗Chk1ポリクローナル抗体 - O14757

商品番号: CM0022767



前書き

ヒトChk1（チェックポイントキナーゼ1）に対するウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの性能が確認済みです。細胞周期チェックポイントやDNA損傷応答の研究に適しています。約54 kDaのヒトChk1タンパク質を認識します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Chk1 ウサギpAb
別名	CHK1; Chk1
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	1111
遺伝子ID	1111
免疫原	組換えタンパク質。Chk1（NP_001265.2）のアミノ酸148～307番の配列を含む組換え融合タンパク質です。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISSプロットID	O14757
タンパク質分子量	54kDa
発送方法	保冷剤梱包