


Anti-Chk1 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - O14757

商品番号: CM0009279



前書き

ウェスタンブロット、免疫組織化学（パラフィン）、ELISA用の高品質な抗Chk1ウサギモノクローナル抗体。ヒトChk1（DNA損傷応答および細胞周期制御に関与する54kDaのチェックポイントキナーゼ）に反応します。腫瘍学およびゲノム完全性の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Chk1 Rabbit mAb
備考/別名	CHK1; CHEK1; Chk1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1111
遺伝子ID	1111
免疫原	合成ペプチド ヒトChk1 (O14757) のアミノ酸1-100内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O14757
タンパク質分子量	54kDa
配送	氷袋