

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Chk1 ウサギ ポリクローナル抗体 - O14757

商品番号: CM0028010



前書き

WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAで検証済みのウサギ抗Chk1ポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのChk1（54 kDa）を検出します。細胞周期チェックポイントおよびDNA損傷修復研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Chk1 ウサギ pAb
備考/別名	CHK1; Chk1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1111
遺伝子ID	1111
免疫原	Chk1 (NP_001265.2) のアミノ酸148-307に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O14757
タンパク質分子量	54kDa
輸送	氷袋