


## Wb、If/Icc、Ihc-P、Elisa用抗Chk2（Chk2）ウサギモノクローナル抗体 - O96017

商品番号: CM0003957



### 前書き

WB、IF/ICC、IHC-P、ELISAで検証済みの抗Chk2ウサギモノクローナル抗体です。DNA損傷チェックポイントキナーゼであるヒトChk2（O96017）を認識します。細胞周期、がん、アポトーシス研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ    | 値                                                    |
|----------|------------------------------------------------------|
| 製品名      | Chk2 ウサギmAb                                          |
| 備考／別名    | CDS1; CHK2; LFS2; RAD53; hCds1; HuCds1; PP1425; Chk2 |
| 種        | ヒト                                                   |
| 遺伝子ID    | 11200                                                |
| 免疫原      | 合成ペプチド・ヒトChk2（O96017）のアミノ酸1-100番内の配列に対応する合成ペプチド      |
| 起源       | ウサギ                                                  |
| カテゴリー    | モノクローナル抗体                                            |
| 用途       | WB、IF/ICC、IHC-P、ELISA                                |
| 交差反応性    | ヒト                                                   |
| SWISS    | O96017                                               |
| タンパク質分子量 | 15-38 kDa/50-65 kDa                                  |
| 発送       | 保冷剤                                                  |