


Anti-Chk2 ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Ip、Elisa対応） - O96017

商品番号: CM0016467



前書き

ヒトChk2 (CHEK2)

キナーゼに対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、IP、ELISAで検証済みです。DNA損傷応答、細胞周期チェックポイント、およびアポトーシスシグナル伝達経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	Chk2 Rabbit pAb
備考/別名	CDS1; CHK2; LFS2; RAD53; hCds1; HuCds1; PP1425
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	11200
遺伝子ID	11200
免疫原	ヒトChk2 (NP_009125.1) のアミノ酸1-220に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O96017
タンパク質分子量	61kDa
配送	アイスバック