

抗Chmウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P24386

商品番号: CM0026931

前書き

ヒトCHM（REP-1、無脉☒膜症タンパク質）を標的とする高品質ウサギポリクローナル抗体。組換え免疫原（アミノ酸残基120-210）。ウエスタンブロッティングおよびELISAで検証済み。Rabゲラニルゲラニル化およびトラフィッキング研究に必須の試薬です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CHM Rabbit pAb
備考/別名	TCD; GGTA; REP-1; DXS540; HSD-32; CHM
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	1121
GeneID	1121
免疫原	ヒトCHM（NP_000381.1）のアミノ酸残基120-210に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P24386
タンパク質分子量	73kDa
発送方法	氷袋