

抗Chmlウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - P26374

商品番号: CM0024495

前書き

RabゲラニルゲラニルトランスフェラーゼのAコンポーネントであるヒトCHML（REP2）を標的とするウサギポリクローナル抗体です。WB、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みで、マウスおよびラットと交差反応性を示します。プレニル化研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CHML ウサギpAb
備考・別名	REP2; CHML
種	ヒト
ヒトGeneID	1122
GeneID	1122
免疫原	ヒトCHML（NP_001812.2）のアミノ酸1-100領域内の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	P26374
タンパク質分子量	74kDa
配送方法	氷袋