

## Wb・Elisa向け抗Chmp1Aポリクローナル抗体 - Q9Hd42

商品番号: CM0016060



## 前書き

CHMP1Aに対する高品質ウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロットおよびELISAでの使用が検証済みです。ヒトおよびマウスと交差反応します。ESCRT-III複合体、多小胞体形成、細胞質分裂、クロマチン制御の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                   |
|-------------|-----------------------------------------------------|
| 製品名         | CHMP1A ウサギ pAb                                      |
| 備考/別名       | PCH8; CHMP1; PRSM1; PCOLN3; VPS46A; VPS46-1; CHMP1A |
| 生物種         | ヒト                                                  |
| GeneID (ヒト) | 5119                                                |
| GeneID      | 5119                                                |
| 免疫原         | ヒトCHMP1A (NP_002759.2) のアミノ酸1-196番に相当する組換えタンパク質     |
| 起源          | ウサギ                                                 |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                           |
| 用途          | WB, ELISA                                           |
| 交差反応性       | ヒト、マウス                                              |
| SWISS       | Q9HD42                                              |
| タンパク質分子量    | 22kDa                                               |
| 配送方法        | 氷袋                                                  |