


ウエスタンブロット(Wb)、Elisa用 抗Chmp1B ウサギ ポリクローナル抗体 - Q7Lbr1

商品番号: CM0025625



前書き

ウエスタンブロット(WB)およびELISAアプリケーション用のCHMP1Bウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのCHMP1Bを検出します。CHMP1Bは、エンドソーム選別と細胞質分裂における重要なESC RT-III構成要素です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CHMP1B ウサギ pAb
備考/別名	Vps46B; C10orf2; C18orf2; CHMP1.5; Vps46-2; C18-ORF2; hVps46-2; CHMP1B
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	57132
遺伝子ID	57132
免疫原	ヒトCHMP1B (NP_065145.2) のアミノ酸1-199に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q7LBR1
タンパク質分子量	22kDa
発送	保冷バッグ