

Anti-Chmp2Bポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa用） - Q9Uqn3

商品番号: CM0014062



前書き

ヒトCHMP2Bを標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAに適しています。ヒトおよびマウスと交差反応します。標的タンパク質は、MVBソーティングおよび膜分裂に関与するESCRT-IIIのコア構成因子です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CHMP2B Rabbit pAb
備考/別名	DMT1; ALS17; VPS2B; VPS2-2; CHMP2.5; FTDALS7; CHMP2B
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	25978
遺伝子ID	25978
免疫原	ヒトCHMP2B (NP_054762.2) のアミノ酸1-213に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス
SWISS	Q9UQN3
タンパク質分子量	24kDa
配送	氷袋