

Anti-Chmp2B Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Uqn3

商品番号: CM0003233



前書き

CHMP2Bウサギモノクローナル抗体は、ウェスタンブロット、免疫組織化学、ELISAについて検証済みです。ヒト、マウス、ラットのサンプルに適しています。ターゲットは、エンドソームソーティングおよび神経変性に関与するESCRT-III複合体タンパク質です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CHMP2B Rabbit mAb
備考/別名	DMT1; ALS17; VPS2B; VPS2-2; CHMP2.5; FTDALS7; CHMP2B
種	ヒト
GeneID (ヒト)	25978
GeneID	25978
免疫原	合成ペプチド ヒトCHMP2B (Q9UQN3) のアミノ酸114-213内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UQN3
タンパク質分子量	24kDa
配送	氷袋