


Anti-Chmp4B ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - Q9H444

商品番号: CM0027374



前書き

CHMP4B (VPS32B)

を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/IC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。MVB形成、細胞質分裂、およびウイルス学研究におけるESCRT-III複合体の研究に不可欠です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	説明
製品名	CHMP4B Rabbit pAb
備考/別名	SNF7; CTPP3; Shax1; CHMP4A; SNF7-2; VPS32B; CTRCT31; Vps32-2; C20orf178; dJ553F4.4; CHMP4B
種	ヒト
GeneID (ヒト)	128866
GeneID	128866
免疫原	組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9H444
タンパク質分子量	25kDa
配送	アイスバッグ