


Wb、If/Icc、Elisa用抗Chmp6ポリクローナル抗体 - Q96Fz7

商品番号: CM0029974



前書き

WB、IF/ICC、ELISAで検証済みのCHMP6ウサギポリクローナル抗体。エンドソームソーティングとMVB形成に関与するESCRT-

III構成因子であるヒトおよびマウスCHMP6を検出します。膜輸送と細胞質分裂の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CHMP6 Rabbit pAb
備考/別名	VPS20; CHMP6
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	79643
遺伝子ID	79643
免疫原	ヒトCHMP6 (NP_078867.2) のアミノ酸111-200番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q96FZ7
タンパク質分子量	23kDa
配送	氷袋