

WbおよびElisa用 Anti-Chn1 ウサギポリクローナル抗体 - P15882

商品番号: CM0025682



前書き

CHN1

ウサギポリクローナル抗体は、ウエスタンブロットおよびELISAで検証済みで、ヒト、マウス、ラットに反応します。組換えCHN1タンパク質に対して作製されており、神経発達と軸索誘導の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CHN1 ウサギ pAb
備考/別名	NC, CHN, DURS2, ARHGAP2, RHOGAP2, CHN1
種	ヒト
GeneID	1123
免疫原	ヒトCHN1 (NP_001813.1) のアミノ酸1-200に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P15882
タンパク質分子量	53kDa
輸送	保冷バッグ