

Wb、Elisa用抗Chodlウサギポリクローナル抗体 - Q9H9P2

商品番号: CM0020876

前書き

ヒトCHODL（コンドロレクチン）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAアプリケーションに対応しています。マウスおよびラットのアイソフォームを検出します。神経突起伸長、軸索ガイダンス、神経系発生の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CHODL Rabbit pAb
別名	MT75; PRED12; C21orf68; CHODL
種	ヒト
GeneID（ヒト）	140578
GeneID	140578
免疫原	組換えタンパク質 ヒトCHODL（NP_001191103.1）のアミノ酸110-210に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q9H9P2
タンパク質分子量	30kDa
発送	氷袋